

# SISTEME DE PROTEZARE STOMII

unitare sau din două componente

## ACCESORII ȘI COSMETICE

---

**M E D I C A L**

**EXPRESS**

Producător: Coloplast, Danemarca  
Facem viața mai simplă persoanelor cu nevoi speciale



## De ce Medical Express?

- Toate produsele se pot achiziționa online pe **www.medicaexpress.ro**
  - Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
  - Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
  - Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
  - Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.
- 
- **Am inițiat Programul Stomacare**  
Primul program național de stomaterapie care are ca scop creșterea calității vieții pacienților cu stomă.
  - Consiliere telefonică specializată în stomaterapie: **031 433 6133**

# Sistem stomic Convex Light

fără evacuare

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
13594	Maxi 375 ml	20-43 mm



**Cea mai avansată soluție de protezare pentru stomele imperfecte, retractate sau dificil de protezat!**

## Caracteristici

- Fără evacuare
- Decupaj de până la 43 mm
- Filtru activ multistratificat, protejat de prefiltru
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă extraflexibilă, prevăzută cu 6 zone de flexibilitate
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat, învelit în material textil nețesut
- Opac

## Avantaje și beneficii

- Discreție și confort
- Siguranță maximă prin compoziția adezivului și zonele de flexibilitate a flanșei care se mulează după mișcările corpului
- Elimină posibilitatea de umflare a pungii și de mirosuri neplăcute prin filtrul special
- Asigură o piele confortabilă și sănătoasă
- Absoarbe excesul de lichid de pe piele

## Indicații

- Stome în pliuri, stome retractate sau stome la nivelul pielii, stome cu cicatrici/iritații peristomale, cu defecte parietale peristomale
- Produs decontat de către CAS în baza unei decizii

# Sistem stomic Convex Light

cu evacuare

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
17512	Maxi 375 ml	20-43 mm



**Cea mai avansată soluție de protezare pentru stomele imperfecte, retractate, sau dificil de protezat!**

## Caracteristici

- Cu evacuare
- Decupaj de până la 43mm
- Filtru activ multistratificat, protejat de prefiltru
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă extraflexibilă, prevazută cu 6 zone de flexibilitate
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat, învelit în material textil nețesut
- Opac

## Avantaje și beneficii

- Discreție și confort la purtare și utilizare prin sistemul de închidere ascuns
- Siguranță maximă prin compoziția adezivului și zonele de flexibilitate a flanșei care se mulează după mișcările corpului
- Elimină posibilitatea de umflare a pungii și de mirosuri neplăcute prin filtrul special
- Asigură o piele confortabilă și sănătoasă
- Absoarbe excesul de lichid de pe piele

## Indicații

- Stome în pliuri, stome retractate sau stome la nivelul pielii, stome cu cicatrici/iritații peristomale, cu defecte parietale peristomale
- Produs decontat de către CAS în baza unei decizii

# Sistem stomic unitar Alterna

convex

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
46948	Maxi 375 ml	10-45 mm



## Caracteristici

- Opac, cu evacuare
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă convexă, mai rigidă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- Prevăzut cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil neșesut pe spatele sacului colector
- Clip individual de închidere, autoadeziv

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Oferă un confort sporit pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Permite atașarea unui filtru de carbon activ pentru eliminarea gazelor

## Indicații

- Protezarea colo/ileostomelor retractate sau situate în pliurile tegumentului
- Se recomandă schimbarea zilnică a sacului colector sau în funcție de necesitățile fiecărui utilizator.

# Sistem stomic unitar Alterna New Generation 17500

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
17500	Maxi 375 ml	15-75 mm



## Cel mai avansat dispozitiv de protezare stomii

Sistem unitar, filtru încorporat, sistem de închidere ascuns (Hide-Away), adezivitate maximă, 6 zone de flexibilitate a flanșei, material fin pe spatele dispozitivului. Adeziv care protejează pielea.

## Caracteristici

- Decupaj de până la 75mm
- Filtru activ multistratificat, protejat de prefiltru
- Flanșă alcatuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă extraflexibilă, prevăzută cu 6 zone de flexibilitate
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat, învelit în material textil nețesut
- Opac

## Avantaje și beneficii

- Discreție și confort la purtare și utilizare prin sistemul de închidere ascuns
- Siguranță maximă prin compoziția adezivului și zonele de flexibilitate a flanșei care se mulează după mișcările corpului
- Elimină posibilitatea de umflare a pungii și de mirosuri neplăcute prin filtrul special
- Asigură o piele confortabilă și sănătoasă
- Absoarbe excesul de lichid de pe piele


## Indicații

- Colostome normale, colostome de dimensiuni de peste 30mm, colostome iritate, colostome cu piele în pliuri.
- Produs decontat de către CAS în baza unei decizii.

# Sistem stomic unitar Alterna New Generation 13533

fără evacuare

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
17500	Maxi 375 ml	25-60 mm



## Cel mai avansat dispozitiv de protezare stomii

Sistem unitar, filtru incorporat, sistem de închidere ascuns (Hide-Away), adezivitate maxima, 6 zone de flexibilitate a flanșei, material fin pe spatele dispozitivului. Adeziv care protejeaza pielea.

## Caracteristici

- Filtru activ multistratificat, protejat de prefiltru
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă extraflexibilă, prevăzută cu 6 zone de flexibilitate
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat, învelit în material textil neșesut
- Opac

## Avantaje și beneficii

- Discreție și confort la purtare și utilizare prin sistemul de închidere ascuns
- Siguranță maximă prin compoziția adezivului și zonele de flexibilitate a flanșei care se mulează după mișcările corpului
- Elimină posibilitatea de umflare a pungii și de mirosuri neplăcute prin filtrul special
- Asigură o piele confortabilă și sănătoasă
- Absoarbe excesul de lichid de pe piele

## Indicații

- Colostome normale, colostome iritate, colostome cu piele în pliuri.
- Produs decontat de către CAS în baza unei decizii.

# Sistem stomic unitar Alterna Upgrade 17450

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
17450	Maxi 375 ml	15-70 mm



**Dispozitiv de protezare stomii, unitar, cu evacuare, prietenos cu pielea și cu adezivitate maximă**

## Caracteristici

- Cu evacuare
- Diametru de decupare de până la 60mm
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă extraflexibilă, prevăzută cu 6 zone de flexibilitate
- Material fin nețesut pe spatele dispozitivului

## Avantaje și beneficii

- Siguranță dată de adezivitatea maximă
- Asigură o piele confortabilă și sănătoasă
- Absoarbe excesul de lichid de pe piele

## Indicații

- Colostome normale, colostome iritate, colostome cu piele în pliuri.
- Produs decontat de către CAS în baza unei decizii.



# Sistem stomic unitar Alterna Free Hide-away

Detaliile fac diferența: mai simplu, mai rapid, mai discret

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
13840	Midi 150 ml	15-65 mm

## Caracteristici

- Un nou model de filtru încorporat, alcătuit din 3 straturi
- Orificiu de evacuare ce poate fi ascuns sub învelișul sacului colector
- Sistem de închidere prin scai
- Bandă din spumă la capătul orificiului de evacuare
- Un NOU concept de flanșă, ovală, cu o suprafață adezivă mai mare
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei prevăzută cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- Formă anatomică ce urmează liniile corpului
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil pe ambele fețe
- Opac



## Avantaje și beneficii

- Asigură un confort sporit, filtrând gazele eficient
- Previne umflarea sacului colector și reține mirosurile neplăcute
- Durată sporită de utilizare a sacului colector
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Banda din spumă situată la capătul orificiului de evacuare permite o curățare rapidă, precum și o deschidere ușoară
- Un plus de siguranță și libertate de mișcare
- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și absoarbe umezeala
- Ușor de îndepărtat
- Permite o uscare rapidă după duș sau înot

## Indicații

- Protezarea colo/ileostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie

# Sistem stomic unitar Alterna

fără evacuare

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
5786	Maxi 375 ml	20-55 mm



## Caracteristici

- Opac, fără evacuare
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- Prevăzută cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil neșesut, pe spatele sacului colector
- Filtru de carbon activ, multistratificat, încorporat

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Permite eliminarea gazelor și reținerea mirosurilor neplăcute

## Indicații

- Protezarea colostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie

# Sistem stomic unitar Alterna

pentru copii

Cod	Volu sac	Diametru decupare flanșă
8002	Mini 100 ml	10-35 mm



## Caracteristici

- Transparent, cu evacuare
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- Prevăzut cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil neșesut, pe spatele sacului colector
- Clip individual de închidere, autoadeziv

## Avantaje și beneficii

- Facilitează observarea aspectului stomei și al evacuărilor stomiale
- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Permite atașarea unui filtru de carbon activ pentru eliminarea gazelor

## Indicații

- Protezarea colo/ileostomelor copiilor sub 5 ani
- Se recomandă schimbarea zilnică a sacului colector sau în funcție de necesitățile fiecărui utilizator.

# Sistem stomic unitar

minicap

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă
5876	Mini	20-55 mm



## Caracteristici

- Opac, fără evacuare
- Dimensiuni reduse
- Flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- Flanșă subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- Prevăzut cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil neșesut pe spatele sacului colector
- Filtru de carbon activ, multistratificat, încorporat

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Permite eliminarea gazelor și reținerea mirosurilor neplăcute

## Indicații

- Protezarea colostomelor de dimensiuni reduse
- Se recomandă a fi utilizat în: tratamente balneare, înot, sport, activități sexuale

# Flanșă adezivă Alterna

cu inel de fixare

Cod	Diametru decupare flanșă
1779	10-60 mm



## Caracteristici

- prevăzută cu inel de fixare la sacul colector
- alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- prevăzută cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Îndepărtare și atașare ușoară la sacul colector, fără a aplica presiune asupra abdomenului
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Poate fi atașată oricărui tip de sac colector din gama Alterna sau Alterna Free Hide-away

## Indicații

- Protezarea colo/ileo/urostomelor
- Se recomandă schimbarea flanșei la 3-5 zile

# Flanșă adezivă Alterna

Longwear

Cod	Diametru decupare flanșă
13191	10-60 mm



## Caracteristici

- prevăzută cu inel de fixare la sacul colector
- adeziv hidrocoloid alcătuit dintr-un amestec de rășini naturale
- subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- cu dispozitiv de prindere a centurii pentru o siguranță sporită

## Avantaje și beneficii

- Permite o utilizare îndelungată
- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Îndepărtare și atașare ușoară la sacul colector, fără a aplica presiune asupra abdomenului
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Poate fi atașată oricărui tip de sac colector din gama Alterna sau Alterna Free Hide-away

## Indicații

- Protezarea colo/ileo/urostomelor
- Se recomandă schimbarea flanșei la 4-7 zile

# Flanșă adezivă Alterna

Convex

Cod

46769

Diametru decupare flanșă

10-60 mm



## Caracteristici

- prevăzută cu inel de fixare la sacul colector, fără denivelări sau striții în interior
- rigidă, cu formă convexă
- alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- prevăzută cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- cu dispozitiv de prindere a centurii pentru o siguranță sporită

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Îndepărtare și atașare ușoară la sacul colector, fără a aplica presiune asupra abdomenului
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Poate fi atașată oricărui tip de sac colector din gama Alterna sau Alterna Free Hide-away

## Indicații

- Protezarea colo/ileo/urostomelor retractate sau situate în pliurile tegumentului
- Se recomandă schimbarea flanșei la 3-5 zile

# Flanșă adezivă Alterna

Convex Light

Cod	Diametru decupare flanșă
14263	10-60 mm



## Caracteristici

- prevăzută cu inel de fixare la sacul colector, fără denivelări sau striatții în interior
- flexibilă, cu formă convexă
- alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- prevăzută cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- cu dispozitiv de prindere a centurii pentru o siguranță sporită

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Îndepărtare și atașare ușoară la sacul colector, fără a aplica presiune asupra abdomenului
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Poate fi atașată oricărui tip de sac colector din gama Alterna sau Alterna Free Hide-away

## Indicații

- Protezarea colo/ileo/urostomelor retractate sau situate în pliurile tegumentului
- Se recomandă schimbarea flanșei la 3-5 zile



# Sac colector Alterna Hide-Away

cu evacuare, filtru de carbon încorporat

Cod	Volum sac
13986	Maxi 375 ml



## Caracteristici

- Un NOU model de orificiu de evacuare prevăzut la capăt cu o banda din spumă, fără clip separat de închidere
- Un NOU model de filtru încorporat alcătuit din 3 straturi
- Sac colector cu formă anatomică, opac, cu evacuare
- Sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- Material textil neșesut pe ambele fețe ale sacului colector
- Se poate atașa oricărui tip de flanșă din gama Alterna de la Coloplast

## Avantaje și beneficii

- Mai multă discreție datorită noului model de orificiu de evacuare ce poate fi ascuns sub învelișul sacului colector
- Noul model de evacuare este foarte ușor de utilizat, banda din spumă situată la capătul orificiului de evacuare permite o curățare rapidă, precum și o deschidere ușoară
- Confort sporit datorită noului model de filtru încorporat din 3 straturi: filtrează gazele eficient, continuu și reține mirosurile neplăcute, prevenind umflarea sacului colector
- Libertate de mișcare deoarece sacul colector are forma anatomică ce urmează liniile corpului
- Grijă pentru tegument - materialul textil neșesut previne transpirația între sac și tegument
- Zgomot redus asigurat de materialul textil neșesut pe ambele fețe ale sacului colector

## Indicații

- Protezarea ileo/colostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie
- Se poate atașa oricărui tip de flanșă din gama Alterna de la Coloplast

# Sac colector Alterna

Opac, cu evacuare

Cod	Volum sac
1693	Maxi 375 ml



## Caracteristici

- opac, cu evacuare
- prevăzută cu un inel de fixare cu două poziții: "închis" și "deschis"; sacul se atașează în poziția "deschis", după care se apasă ușor pentru a trece în poziția "închis"
- alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- material textil neșesut, pe spatele sacului colector
- clip individual de închidere, autoadeziv

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Permite atașarea unui filtru de carbon activ pentru eliminarea gazelor

## Indicații

- Protezarea ileo/colostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie
- Se poate atașa oricărui tip de flanșă din gama Alterna de la Coloplast

# Sac colector Alterna

Opac, fără evacuare

Cod	Volum sac
1683	MAXI 375 ml



## Caracteristici

- opac, fără evacuare
- prevăzut cu un inel de fixare cu două poziții: "închis" și "deschis"; sacul se atașează în poziția "deschis", după care se apasă ușor pentru a trece în poziția "închis"
- alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- material textil nețesut, pe spatele sacului colector
- filtru de carbon activ, multistratificat, încorporat

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Permite eliminarea gazelor și reținerea mirosurilor neplăcute

## Indicații

- Protezarea colostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie
- Se poate atașa oricărui tip de flanșă din gama Alterna de la Coloplast

# Sistem stomic unitar Alterna

Transparent, cu evacuare

Cod	Volu m sac	Diametru decupare flanșă
5575	MIDI 150 ml	10-55 mm
8009	MINI 100 ml	10-35 mm



## Caracteristici

- transparent, cu evacuare
- flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- flanșă subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- prevăzut cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- material textil nețesut, pe spatele sacului colector
- valvă antireflux

## Avantaje și beneficii

- Facilitează observarea aspectului stomei și al evacuărilor stomiale
- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Conferă siguranță pe toată durata utilizării
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Împiedică revenirea urinei la nivelul stomei, eliminând riscul infecțiilor urinare și iritarea tegumentului

## Indicații

- Protezarea urostomelor
- Modelul MINI este indicat în protezarea urostomelor copiilor sub 5 ani
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie

# Sistem stomic unitar Alterna

Opac, cu evacuare

Cod	Voluim sac	Diametru decupare flanșă
5580	MAXI 375 ml	10-55 mm



## Caracteristici

- opac, cu evacuare
- flanșă alcătuită prin alternarea în spirală a unui strat alb din hidrocoloid cu un strat brun din polimer
- flanșă subțire și flexibilă, cu posibilitate de decupare după forma și dimensiunile stomei
- prevăzut cu "urechiușă" din material plastic ce permite îndepărtarea ușoară a flanșei
- sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- material textil neșesut, pe spatele sacului colector
- valvă antireflux

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Împiedică revenirea urinei la nivelul stomei, eliminând riscul infecțiilor urinare și iritarea tegumentului

## Indicații

- Protezarea urostomelor
- Se recomandă schimbarea sacului colector ori de câte ori este nevoie

# Sac colector Alterna

Opac/transparent, cu evacuare

Cod	Volum sac	Diametru decupare flanșă	
1756	MAXI 375 ml	10-60 mm	opac
1759	MAXI 375 ml	10-60 mm	transparent



## Caracteristici

- opac/transparent, cu evacuare
- prevăzut cu un inel de fixare cu două poziții: "închis" și "deschis"; sacul se atașează în poziția deschis, după care se apasă ușor pentru a trece în poziția "închis"
- sac colector alcătuit din material plastic laminat, multistratificat
- material textil neșut pe spatele sacului
- valva antireflux

## Avantaje și beneficii

- Asigură o protecție sporită a tegumentului peristomal și permite absorbția umezelii
- Conferă siguranța pe toată durata utilizării
- Flexibilitate ridicată care facilitează realizarea oricărui tip de mișcare
- Asigură un confort sporit al pacientului
- Discret, nu foșnește
- Evacuarea conținutului poate fi realizată cu ușurință ori de câte ori este nevoie
- Împiedică revenirea urinei la nivelul stomei, eliminând riscul infecțiilor urinare și iritarea tegumentului

## Indicații

- Protezarea urostomelor
- Se recomandă schimbarea zilnică a sacului colector
- Se poate atașa oricărui tip de flanșă din gama Alterna de la Coloplast

# Pastă Brava Coloplast

Cod	Descriere
12050	Tub 60g



**Protecție fără usturimi pentru tratarea complicațiilor scurgerilor**

## Caracteristici

- Pasta Brava fără alcool umple golurile și pliurile zonei peristomale pentru a menține o adezivitate crescută între stomă și produsul de protezare, cu scopul de a preveni scurgerile intestinale pe piele.
- Pasta Brava Coloplast, fără alcool și cu menținere de durată, are o formulă prietenoasă cu pielea, un nivel al PH-ului normal și nu provoacă înțepături sau usturimi.
- Pasta Brava este un lider de piață în durabilitate și rezistență, oferind protecție maximă pielii din jurul stomei.

# Pastă Coloplast

Alcool în compoziție

Cod	Descriere
2650	tub 60 ml
2655	benzi 6 g



## Caracteristici

- conține în compoziție alcool, propandiol, vinilpirolidonă, dioxid de siliciu, conservanți
- formează un strat fin și flexibil la aplicare

## Avantaje și beneficii

- Nivelează cicatricile, pliurile și denivelările tegumentare din jurul stomei
- Asigură etanșeitarea adecvată a sistemului stomic la nivelul stomei
- Confortabilă, sigură și ușor de folosit
- Protejează și menține echilibrul hidric la nivelul tegumentului peristomal
- Prolungește perioada de utilizare a dispozitivului

## Indicații

- Recomandată în cazul pacienților cu colo/ileo/urostomie cu cicatrici, pliuri sau denivelări tegumentare în jurul stomei
- Indicată numai pentru uz extern
- A nu se utiliza în cazul tegumentelor iritate sau ulcerate



# Șervețel pentru bariera cutanată Brava

Cod	Descriere
120215	Șervețele



**Asigură un strat protector la nivelul pielii**

## Caracteristici

- Nu conține alcool

## Avantaje și beneficii

- Brava Skin Barrier reduce problemele pielii asociate secrețiilor și adezivilor, fără a afecta adeziunea dispozitivului la nivelul pielii.
- Fără înțepături
- Aplică pe piele un film protector, care lasă pielea să respire și o protejează.
- Se usucă la numai câteva secunde de la aplicare și nu lasă reziduuri.
- Lasă pielea pregătită pentru aplicarea unei noi flanșe.
- Ambalarea discretă face produsul perfect pentru călătorii sau în activitățile de teren.

# Spray Brava de îndepărtare a adezivului

Cod	Descriere
120105	Tub 50ml



## Scade șansele de traumatizare a pielii printr-o dezlipire ușoară a flanșei

### Caracteristici

- Nu conține alcool, astfel că nu înțepă după aplicare
- Brava Adhesive Remover conține silicon

### Avantaje și beneficii

- Scade șansele de traumatizare a pielii printr-o dezlipire ușoară a flanșei și o curățare corectă a urmelor de reziduuri lăsate de adezivi, fără a compromite adezivitatea următorului dispozitiv aplicat.
- Produsele pe baza de silicon sunt prietenoase cu pielea, iar flanșele pentru stomă sunt mai ușor și mai rapid de îndepărtat cu un astfel de produs.
- Se usucă în câteva secunde.
- Nici o întârziere în aplicarea unei noi flanșe.

# Inele mulabile Brava

Cod	Descriere
12030	30 buc/cutie - 2mm



## Caracteristici

- Flexibil și durabil
- Ingrediente: Amestec hidrocarbură alifatică, carboximetil celuloză de sodiu, amestec de carbohidrați, dioxid de titan

## Avantaje și beneficii

- Produsul este destinat să umple cavitățile / pliurile din jurul stomiei
- Asigură o etajare între flanșă și stoma și protejează pielea împotriva eliminărilor stomiale
- Poate fi mulat pe orice tip de stomă sau de deformație a pielii
- Menține o piele sănătoasă

## Indicații

- Protejează pielea împotriva secrețiilor stomiale, eliminand astfel riscul de iritatii peristomale

# Deodorant Lubrifiant Brava



Cod	Volum sac
12061	Tub 240 ml
12060	20 buc/cutie 7.5 ml



## Caracteristici

- Conține: apă, cocamidopropil betaină, hidroxipropil guar, parfum, EDTA tetrasodiu, uree de imidiazolidinil, acid citric.

## Avantaje și beneficii

- Deodorizează conținutul unui sac colector
- Lubrifică conținutul unui sac colector, astfel că acesta nu rămâne în jurul stomei
- Nu degradează sacul colector și nu afectează flanșa
- Nu afectează pielea dacă intră în contact cu aceasta

## Indicații

- Deodorantul lubrifiant are rolul de a deodoriza și lubrifia conținutul unui sac colector

# Loțiune curățătoare Comfeel

Cu extras de ulei de cocos

Cod	Descriere
4710	Tub 180 ml
4715	Șervețele



## Caracteristici

- cu extras de ulei de cocos
- conține isopropylalcool și alantoină

## Avantaje și beneficii

- Curăță eficient și catifelează tegumentul
- Înlătură cu ușurință resturile de adeziv
- Exerciță o acțiune calmantă, revigorantă și de hidratare a pielii
- Asigură un pH optim la nivelul pielii
- Facilitează vindecarea tegumentului peristomal

## Indicații

- Curățarea tegumentului peristomal

# Cremă hidratantă Barrier Comfeel

Uleiuri minerale

Cod	Descriere
4710	Tub 60 ml



## Caracteristici

- conține în compoziție lanolină, glicerină, propilenglicol, parabeni, apă, parafină lichidă, ulei de silicon, uleiuri minerale, citrat de magneziu

## Avantaje și beneficii

- Restaurează pH-ul normal al pielii
- Catifelează și hidratează tegumentul
- Oferă protecție împotriva acțiunii iritative a secrețiilor stomiale
- Favorizează vindecarea tegumentului iritat
- Oferă protecție împotriva acțiunii iritative a secrețiilor stomiale

## Indicații

- Îngrijirea tegumentului peristomal
- Ideală în cazul tegumentului uscat și iritat

# Cremă protectoare Protact Conveen

Oxid de zinc și Ulei de lanolină



Cod	Descriere
65050	Tub 50 ml

## Caracteristici

- conține în compoziție oxid de zinc (12%), ulei de lanolină, vitamina E, propilenglicol, EDTA și petrolat

## Avantaje și beneficii

- Acțiune dublă: sicativă și protectoare
- Ușor de aplicat
- Protejează tegumentul împotriva acțiunii iritante a eliminărilor stomiale

## Indicații

- Recomandată pacienților cu tegument iritat, macerat

# Cremă protectoare Critic Barrier Conveen

Oxid de zinc și pudră de Karaya



Cod	Descriere
66102	Tub 50 ml

## Caracteristici

- conține în compoziție oxid de zinc (20%), ulei mineral, pudră de Karaya și petrolat
- acțiune siccativă foarte puternică

## Avantaje și beneficii

- Are acțiune curativă asupra tegumentului iritat/necrozat
- Formează un strat protector care permite vindecarea tegumentului
- Ușor de aplicat

## Indicații

- Recomandată pacienților cu tegument iritat, cu ulceratii sau secreții





# Film protector Conveen

Cod	Descriere
62042	Șervețele 54 buc/cutie



**Film protector pentru protecția pielii sensibile sau traumatizate, indicat în special pielii din jurul stomelor, dar nu numai. Ușor absorbabil, rezistent la apă.**

## Caracteristici

- Șervețele umede ce conțin alcool isopropilic, ester butiric și acetat isobutiric
- Formează un strat subțire, protector, semipermeabil, rezistent la apă, la nivelul tegumentului peristomal

## Avantaje și beneficii

- Protejează tegumentul împotriva acțiunii iritative a secrețiilor stomiale
- Formează o peliculă protectoare care crește adezivitatea flanșei
- Previne apariția iritațiilor tegumentare

## Indicații

- Protecția tegumentului sensibil sau traumatizat, expus la urină sau fecale
- Aplicare pe pielea curată și uscată prin ștergere cu șervețelul

# Pudră Coloplast

Cod	Descriere
1907	tub 25 g



## Caracteristici

- pudră cu acțiune sicativă la nivelul stomei și a tegumentului peristomal
- inodoră

## Avantaje și beneficii

- Reduce excesul de umezeală/mucus la nivelul stomei
- Favorizează vindecarea tegumentului iritat/necrozat
- Crește durata de purtare a dispozitivului

## Indicații

- A se utiliza în momentul înlocuirii sacului colector
- Poate fi aplicată direct pe stomă
- Excesul de pudră se îndepărtează prin ștergere ușoară cu un șervețel uscat

# Filtru de carbon activ

Alcătuit din cărbune activ

Cod

0509



## Caracteristici

- alcătuit din cărbune activ
- acoperit de o membrană semipermeabilă
- autoadeziv
- adecvat oricărui tip de sac colector Coloplast pentru colostomie

## Avantaje și beneficii

- Permite evacuarea gazelor și reținerea mirosurilor neplăcute, potrivit nevoilor individuale
- Reglează presiunea din interiorul sacului colector, prevenind umflarea acestuia
- Permite reglarea fluxului de evacuare în funcție de nivelul flatulențelor
- Nu poate fi blocat de fecale
- Utilizabil pe parcursul băii sau înotului

## Indicații

- Evacuarea gazelor și reținerea mirosurilor neplăcute

# Centură Alterna

Elastică

Cod	Bumbac	Vâscoză
4020	90%	10%



## Caracteristici

- textura elastică: 90% bumbac, 10% vâscoză
- prevăzută cu cleme, rezistente, 100% polipropilenă
- lungime ajustabilă
- potrivită oricărui tip de sistem stomic Alterna prevăzut cu dispozitiv de prindere
- rezistentă la spălări repetate la temperaturi de până la 90 de grade

## Avantaje și beneficii

- Prelungește durata de purtare a sistemului stomic
- Confortabilă, oferă un plus de siguranță
- Poate fi reglată în funcție de talia pacientului
- Adecvată pentru utilizări repetate

## Indicații

- Recomandată persoanelor foarte active, pentru un plus de siguranță

# Centură abdominală pentru colo/ileostomă

Pani Teresa, 24/16 cm lățime - pentru persoanele cu hernie/eventrație

Cod	Mărimi	Circumferință talie
	S	30-90 cm
	M	91-100 cm
PT0105/PT0106	L	101-110 cm
	XL	111-120cm
	XXL	121-140 cm
	XXXL	Mai mare de 140 cm



## Avantaje și beneficii

- Reduce riscul de apariție a unei hernii la nivelul stomei după operație;
- Restrânge gradul de extindere a unei hernii existente deja în jurul colo/ileostomei
- Oferă un plus de confort după intervenția chirurgicală;

## Indicații

- Lățime 24/16 cm
- Pentru persoanele cu stomă cutanată abdominală (mai ales în perioada postoperatorie)
- Pentru persoanele cu hernie/eventrație abdominală

# GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:



**Feminitate dincolo  
de mastectomie**  
Proteze externe de sân  
și lenjerie specială



**Dispozitive de  
mers și îngrijire  
la domiciliu**

**Sisteme de protezare  
a stomelor**  
Unic importator  
Coloplast  
în România



**MEDICAL**  
EXPRESS

# GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:

## Retenție și incontinență urinară

Catetere  
Condoame  
Benzi transvaginale




## Staplere chirurgicale

Pentru rezeccii, transecții,  
suturi și anastomoze



## Plase chirurgicale

Contact Swing -  
Produs unic în România



**MEDICAL**  
EXPRESS

# DATE DE CONTACT

## SEDIU CENTRAL

**Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 35, parter, Sector 5, București**

**Telefon: 031 433 6111 / 031 433 6133**

**Fax: 021 410 55 83**

**Mobil: 0726 334 225**

E-mail: [office@medicalexpress.ro](mailto:office@medicalexpress.ro)

Relații clienți: [clienti@medicalexpress.ro](mailto:clienti@medicalexpress.ro)

**Program: L-V: 9.00-17.30**

**MEDICAL**

**EXPRESS**