



PRODUSE PENTRU RETENȚIE URINARĂ

- Catetere urinare

MEDICAL
EXPRESS

Producător: Coloplast, Danemarca.
Facem viața mai simplă persoanelor cu nevoi speciale



De ce Medical Express?

- Toate produsele se pot achiziționa online pe **www.medicalexpress.ro**
- Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
- Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
- Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
- Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.

MEDICAL
EXPRESS

Catetere SpeediCath

Catetere gata de utilizat, lubrificate, Coloplast, cea mai sigură, simplă și vândută metodă de cateterizare.



Mărime	Cod Nelaton bărbați	Cod Nelaton femei	Cod Nelaton bărbați
10 CH	28410	28510	
12 CH	28412	28512	
14 CH	28414	28414	28494
16 CH	28416		



Caracteristici

- Gata de utilizat imediat după desfacerea ambalajului;
- Confectionate din poliuretan (PU);
- Lubrifiere uniformă, stabilă cu polivinilpirolidonă (PVP);
- Orificii cu margini fine, bine lubrificate, cu perforare radială, dispuse spre vârful cateterului;
- Lubrifierea cateterului se realizează după perforarea ochiurilor, procedeu unic și special dezvoltat pentru cateterul SpeediCath;
- Ambalate individual în soluție salină sterilă;
- Osmolaritate constantă în timpul autocateterizării, 400 mOsm/l, asemănătoare țesutului uman

Avantaje și beneficii

- Nu necesită nici un fel de pregătire în prealabil a cateterului, scurtând timpul de utilizare, fără timp de așteptare pentru activarea lubrifiantului;
- Lubrifiantul hidrofil (PVP) asigură o frecare redusă între cateter și mucoasa uretrală în timpul autocateterizării, fără risc de leziuni uretrale;
- Folosirea cateterului SpeediCath pe termen lung diminuează riscul de apariție a complicațiilor tractului urinar;
- Confort deosebit datorat orificiilor fine, bine lubrificate, cu perforare radială, care împiedică patrunderea mucoasei uretrale în interiorul cateterului și reduc riscul de apariție a leziunilor uretrale;
- Flexibil: poate fi pliat pentru a încapa într-un buzunar sau într-o geantă de dimensiuni reduse.
- Plierea cateterului este recomandată pentru o perioadă de maxim 3 ore.

Catetere EasiCath Tiemann

	Mărime	Cod
	12 CH	5382
	14 CH	5384
	16 CH	5386

Caracteristici

- vârf curbat
- confecționate din policlorură de vinil (PVC)
- lubrificate cu polivinilpirolidonă (PVP)
- prevăzute cu conector colorat codat, specifi c diferitelor mărimi
- orificii cu margini fine, rotunde și lubrificate dispuse in varful cateteruluide unică utilizare
- ambalate individual, sterile

Avantaje și beneficii

- Risc redus de infecții urinare și de dezvoltare a bacteriuriei
- Previn afectarea tractului urinar superior
- Permit păstrarea funcției de "rezervor" a vezicii urinare
- Termosensibile, permit ajustarea individuală a rigidității
- Grad redus de frecare între cateter și mucoasa uretrală
- Risc redus de complicații uretrale
- Oferă independență și libertate de mișcare
- Simplu și ușor de folosit

Indicații

- Cateterism intermitent la pacienții cu adenom de prostată
- Cateterism intermitent curat (CIC) pentru retenție urinară la pacienții cu vezică neurologică
- Cateterism la pacienții cu spina bifida/scleroză multiplă și retenție urinară
- Cateterism în obstrucții ureterale, sau retenția urinară postoperatorie
- Cateterism pentru stricturi uretrale severe în care sondele Foley nu pot fi inserate
- Cateterism uretro-vezical cu scop evacuator
- Instilații vezicale în tratamentul tumorilor vezicale
- Vezică neurogenă



Catetere EasiCath Nelaton

Mărime	Cod bărbați	Cod femei	Cod copii
06 CH			5006
08 CH	5348	5368	5008
10 CH	5350	5370	5010
12 CH	5352	5372	
14 CH	5354	5374	
16 CH	5356	5376	
18 CH	5358		
20 CH	5360		
22 CH	5362		



Caracteristici

- confectionate din policlorura de vinil (PVC)
- lubrificate cu polivinilpirolidona (PVP)
- prevazute cu conector colorat codat, specific diferitelor marimi
- orificii cu margini fine, rotunde si lubrificate, dispuse in vârful cateterului de unica utilizare
- ambalate individual, sterile

Avantaje și beneficii

- Risc redus de infecții urinare și de dezvoltare a bacteriuriei
- Previn afectarea tractului urinar superior
- Permit păstrarea funcției de “rezervor” a vezicii urinare
- Termosensibile, permit ajustarea individuală a rigidității
- Grad redus de frecare între cateter și mucoasa uretrală
- Risc redus de complicații uretrale
- Oferă independență și libertate de mișcare
- Simplu și ușor de folosit

Indicații

- Cateterism intermitent curat (CIC) pentru retenție urinară la pacienții cu vezică neurologică
- Cateterism uretro-vezical evacuator în cazuri dificile, traumatisme vertebro-medulare
- Cateterism la pacienții cu spină bifidă/scleroză multiplă și retenție urinară
- Cateterism în obstrucții ureterale sau retenția urinară postoperatorie
- Cateterism pentru stricturi uretrale severe în care sondele Foley nu pot fi inserate
- Cateterism uretro-vezical cu scop evacuator
- Instilații vezicale în tratamentul tumorilor vezicale
- Vezică neurogenă



MEDICAL
EXPRESS

GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:



Protezare stomii




Retenție urinară



Incontinență urinară



Plase chirurgicale



Staplere



Dispozitive de îngrijire
la domiciliu



Proteze externe
de sân



Orteze



Fotolii rulante
și dispozitive de mers

DATE DE CONTACT

SEDIU CENTRAL

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, București

Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133

Fax: 021 410 55 83

Mobil: 0726 334 225

E-mail: office@medicalexpress.ro

Relații clienți: clienti@medicalexpress.ro

Program: L-V: 9.00-17.30

MEDICAL
EXPRESS