

STAPLERE

Precizie mai mare
într-un timp mai scurt!



MEDICAL
EXPRESS

Producător: Haiers



GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:



Protezare stomii




Retenție urinară



Incontinență urinară



Plase chirurgicale



Staplere



Dispozitive de îngrijire
la domiciliu



Proteze externe
de sân



Orteze



Fotolii rulante
și dispozitive de mers

Stapler Endoscopic de unică utilizare

HENDO-L/XL



Caracteristici

- Maner ergonomic potrivit pentru orice marime a cartușului
- Tijă centrală care se rotește 360 de grade și este disponibilă în 2 lungimi: 15,5 cm și 25,5 cm
- Diametru extern al tije centrale este de 15 mm
- Buton lateral negru pentru control închidere/deschidere cartuș
- Buton lateral verde de siguranță
- Marcaj vizual lateral
- Buton de control al unghiului de înclinare al cartușului
- Poate fi reîncărcat de maxim 25 de ori în timpul unei intervenții chirurgicale



Avantaje și beneficii

- Reducerea timpului operator
- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Control facil al poziționării cartușului
- Abord ușor și sigur

Indicații

Se utilizează în chirurgia abdominală, pediatrică, toracică sau în ginecologie pentru rezecții, transecții sau anastomoze.

1
2
3

Cartuș Stapler Endoscopic de unică utilizare HENDO-L/XL



Nume produs	Cod produs	Indicații produs	Număr de capse	Lungime sutură (mm)	Înălțime picioare agrafe (mm)
Stapler Endoscopic (mâner)	HEQG-L/XL	Intervenții endoscopice	-	-	-
Cartuș Stapler endoscopic roticulat	HEQG-30-2.5B	Țesut subțire	48	30	2.5
	HEQG-30-3.5B	Țesut normal			3.5
	HEQG-45-2.5B	Țesut subțire	66	45	2.5
	HEQG-45-3.5B	Țesut normal			3.5
	HEQG-45-4.8B	Țesut gros			4.8
	HEQG-60-2.5B	Țesut subțire	90	60	2.5
	HEQG-60-3.5B	Țesut normal			3.5

Caracteristici

- Agrafe din titan dispuse în două rânduri triple
- Cartuș agrafe și cuțit liniar din nichel cromat
- Prevăzut cu tija centrală de 12 cm
- Vârf roticulat care permite înclinarea cartușului între 0 - 450 stânga/dreapta
- Înălțime agrafe între 2.0-4.8 mm
- Diametru extern cuprins între 12-15 mm
- Poate realiza sutură și rezecție de 30, 45 și 60 mm lungime
- Recomandat pentru țesut subțire, normal și gros care suportă compresie

1



Stapler circular de unică utilizare

Cod produs	Diametru exterior (mm)	Culoare protecție cartuș	Diametru incizie (mm)	Grosime sutură (mm)	Număr agrafe	Înălțime picioare agrafe (mm)
YWW-24	26 mm	Gri	16.3 mm	1.0-2.0 mm	20	4.8 mm
YWW-26	26 mm	Roșu	16.3 mm	1.0-2.0 mm	20	4.8 mm
YWW-29	29 mm	Albastru	19.4 mm	1.0-2.5 mm	24	4.8 mm
YWW-32	32 mm	Verde	21.6 mm	1.0-2.5 mm	26	5.0 mm



Caracteristici


- agrafe confecționate din titan
- cartuș agrafe confecționat din nichel cromat
- indice de rugozitate agrafe $Ra \leq 0,8 \mu m$
- diametru exterior cartuș cuprins între 26-32 mm
- index precis al indicatorului
- cuțit circular din nichel cromat

Avantaje și beneficii

- Reducerea timpului operator
- Sutură precisă, de calitate superioară
- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Anastomoza poate suporta presiuni mai mari de 3.6 Kpa
- Risc redus de hemoragie și infecții postoperator
- Posibilitate de RMN postoperator.

Indicații

- Realizarea anastomozelor termino-terminale, sau termino-laterale la nivelul tubului digestiv (esofag, stomac, intestin, etc.).



Stapler hemoroidal de unică utilizare

Cod produs	Diametru exterior (mm)	Culoare protecție cartuș	Diametru incizie (mm)	Grosime sutură (mm)	Număr agrafe	Înălțime picioare agrafe (mm)
YG-32	32 mm	Albastru	21.7 mm	0.8-1.5 mm	32	3.8 mm
YG-34	34 mm	Roșu	24.1 mm	0.8-1.5 mm	34	3.8 mm



Caracteristici


- agrafe confecționate din titan
- cartuș agrafe confecționat din nichel cromat
- indice de rugozitate agrafe $Ra \leq 0,8 \mu m$
- diametru exterior cartuș cuprins între 32-34 mm
- index precis al indicatorului
- cuțit circular din nichel cromat

Avantaje și beneficii

- Reducerea timpului operator
- Sutură precisă, de calitate superioară
- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Anastomoza poate suporta presiuni mai mari de 3.6 Kpa
- Risc redus de hemoragie și infecții postoperator
- Posibilitate de RMN postoperator

Indicații

- Prolaps de mucoasă rectală, prolaps hemoroidal



Stapler cutter liniar de unică utilizare



Cod produs	Grosime sutură (mm)	Culoare cartuş	Lungime linie de secţionare (mm)	Lungime linie de sutură (mm)	Înălţime picioare agrafe (mm)
YQG-55 L	1.5 mm	Albastru	55 mm	60	3.85 mm
YQG-55 H	2.0 mm	Verde	55 mm	60	4.50 mm
YQG-75L	1.5 mm	Albastru	75 mm	80	3.85 mm
YQG-75H	2.0 mm	Verde	75 mm	80	4.50 mm
YQG-100L	1.5 mm	Albastru	100 mm	105	3.85 mm
YQG-100H	2.0 mm	Verde	100 mm	105	4.50 mm

Caracteristici


- agrafe confecţionate din titan
- cartuş agrafe confecţionat din nichel cromat
- cuţit liniar din oţel inoxidabil
- steril, de unică utilizare, reîncărcabil
- cartuş disponibil în două culori: albastru, verde

Avantaje și beneficii

- Reducerea timpului operator
- Sutură și rezecție precisă, de calitate superioară
- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Sutura poate suporta presiuni mai mari de 3.6 Kpa
- Risc redus de hemoragie și infecții postoperator
- Posibilitate de RMN postoperator

Indicații

- Rezecția și sutura țesuturilor de la nivelul tubului digestiv (stomac și intestin).



1
2
3


Cartuș Stapler Cutter Liniar de unică utilizare

Cod produs	Grosime sutură (mm)	Culoare cartuș	Lungime linie de secționare (mm)	Lungime linie de sutură (mm)	Înălțime picioare agrafe (mm)
YQG-55 L	1.5 mm	Albastru	55 mm	60	3.85 mm
YQG-55 H	2.0 mm	Verde	55 mm	60	4.50 mm
YQG-75L	1.5 mm	Albastru	75 mm	80	3.85 mm
YQG-75H	2.0 mm	Verde	75 mm	80	4.50 mm
YQG-100L	1.5 mm	Albastru	100 mm	105	3.85 mm
YQG-100H	2.0 mm	Verde	100 mm	105	4.50 mm



Caracteristici

- Agrafe din titan dispuse în două rânduri duble
- Cartuș agrafe din nichel cromat
- Înălțime agrafe între 3.8 - 4.5 mm
- Poate realiza suturi de 60, 80 și 105 mm lungime și 1.5 - 2.0 mm grosime
- Lungimea rezeecției poate fi de 55, 75 și 100 mm
- Recomandat pentru țesut subțire, normal și gros
- Culoare cartuș: albastru sau verde



Stapler Liniar de unică utilizare

(mâner + 1 cartuș inclus)



Cod produs	Grosime sutură (mm)	Culoare cartuș	Lungime linie de sutură (mm)	Înălțime picioare agrafe (mm)	Număr agrafe
ZYF-30 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	31.5 mm	3.8 mm	11
ZYF-30 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	31.5 mm	4.5 mm	11
ZYF-45 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	47 mm	3.8 mm	15
ZYF-45 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	47 mm	4.5 mm	15
ZYF-60 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	59 mm	3.8 mm	21
ZYF-60 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	59 mm	4.5 mm	21
ZYF-90L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	92 mm	3.8 mm	33
ZYF-90H	1.5 - 2.5 mm	Verde	92 mm	4.5 mm	33

Caracteristici


- agrafe confecționate din titan
- cartuș agrafe confecționat din nichel cromat
- steril, de unică utilizare, reîncărcabil
- cartuș disponibil în două culori: albastru, verde

Avantaje și beneficii

- Reducerea timpului operator
- Sutură precisă, de calitate superioară
- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Sutura poate suporta presiuni mai mari de 3.6 Kpa
- Risc redus de hemoragie și infecții postoperator
- Posibilitate de RMN postoperator

Indicații

- Sutura țesuturilor la nivelul tubului digestiv (stomac și intestin).



1
2
3


Cartuș Stapler liniar de unică utilizare

Cod produs	Grosime sutură (mm)	Culoare cartuș	Lungime linie de sutură (mm)	Înălțime picioare agrafe (mm)	Număr agrafe
ZYF-30 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	31.5 mm	3.8 mm	11
ZYF-30 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	31.5 mm	4.5 mm	11
ZYF-45 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	47 mm	3.8 mm	15
ZYF-45 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	47 mm	4.5 mm	15
ZYF-60 L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	59 mm	3.8 mm	21
ZYF-60 H	1.5 - 2.5 mm	Verde	59 mm	4.5 mm	21
ZYF-90L	1.0 - 2.0 mm	Albastru	92 mm	3.8 mm	33
ZYF-90H	1.5 - 2.5 mm	Verde	92 mm	4.5 mm	33



Caracteristici

- Agrafe din titan dispuse în două rânduri
- Cartuș agrafe din nichel cromat
- Înălțime agrafe între 3.8 - 4.5 mm
- Poate realiza suturi de 31.5, 47, 59 și 92 mm lungime și 1.0 - 2.5 mm grosime
- Recomandat pentru țesut subțire, normal și gros
- Culoare cartuș: albastru sau verde
- Poate conține 11, 15, 21 sau 33 de agrafe în funcție de mărimea cartușului



1

Stapler pentru tegument de unică utilizare (Skin Stapler)

Cod produs	Mărimea capsei (mm)	Număr capse	Material	Decapsator medical
HSS-35W	7.5 - 4.5mm	35	Oțel inoxidabil & Tantalum	HSS-CTA



Caracteristici

- Capse sterile confecționate din oțel inoxidabil
- Maner ergonomic
- Sistem automat de eliberare a capselor
- Reîncărcare continuă
- Dispozitiv steril de unică utilizare

Avantaje și beneficii

- Rapiditate și ușurință în utilizare
- Sângerare minimă și risc redus de infecții
- Reducerea timpului operator
- Sutură ușoară și sigură a pielii
- Vindecare rapidă și fără dureri

Indicații

- Se utilizeaza pentru sutura mecanică a tegumentului

Decapsator medical (Remover)

- alcătuit din oțel inoxidabil
- produs steril
- produs de unică folosință

Indicații:

- îndepărtarea capselor de la nivelul tegumentului



1
2
3
3

DATE DE CONTACT

SEDIU CENTRAL

Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 35, parter, Sector 5, București

Telefon: 031 433 6111 / 031 433 6133

Fax: 021 410 55 83

Mobil: 0726 334 225

E-mail: office@medicalexpress.ro

Relații clienți: clienti@medicalexpress.ro

Program: L-V: 9.00-17.30

MEDICAL

EXPRESS