



Fotolii rulante
Dispozitive de mers
Dispozitive de îngrijire la domiciliu
Accesorii

MEDICAL
EXPRESS

Produse decontate de:



De ce Medical Express?

- Toate produsele se pot achiziționa online pe **www.medicaexpress.ro**
- Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
- Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
- Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
- Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.

MEDICAL
EXPRESS

Fotoliu rulant Dietz Caneo B

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Antrenare manuală, pliabil	Ușor de depozitat, utilizat și transportat	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare. Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Confecționat din pânză rezistentă	Elimină posibilitatea transpirației în fotoliu	
Greutate maximă admisă de până la 140 kg!	Rezistență maximă	
Cadru din oțel	Rezistent, foarte stabil	
Cotieră rabatabilă	Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	
Înălțimea șezutului reglabilă		
Roată de antrenare metalică cu distanță reglabilă		
Suport de picioare detașabil, reglabil		
Suport de tălpi rabatabil		
Sistem Quick Release - roți detașabile prin simpla apăsare a butonului central	Ușor de depozitat, utilizat și transportat	
Frână de staționare	Siguranță în utilizare	
Roți spate cu cauciucuri pline	Cauciucurile pline exclud posibilitatea de pană	
Jantă prevăzută cu orificii pentru ventilație (pentru camera pneumatică)	Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	
Sistem Velcro anticurbare a șezutului	Elimină posibilitatea curbării șezutului pierderii confortului utilizatorului	
Pârghie de ridicare mare a roților din față	Ușurință maximă în ridicarea roților din față de către aparținător la depășirea obstacolelor	
Prevăzut cu sistem de tensionare a șezutului	Asigură confort sporit	
Prevăzut cu benzi reflectorizante pe spătar și catadioptri roți	Siguranță în utilizare	

 **DIETZ**
REHA-PRODUKTE

Fotoliu rulant Dietz Caneo B

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Culoare	Antracit				
Lățime șezut (cm)	39	42	45	48	51
Adâncime șezut (cm)	41/44	41/44	41/44	41/44	41/44
Înălțime șezut (cm)	50 (47)	50 (47)	50 (47)	50 (47)	50 (47)
Înălțime spătar (cm)	40	40	40	40	40
Înălțime suport brațe (cm)	23	23	23	23	23
Lățime totală (cm)	59	59	59	59	59
Înălțime totală (cm)	90	90	90	90	90
Lungime totală (cm)	110	110	110	110	110
Lungime fără suport picioare (cm)	81	81	81	81	81
Lățime la pliere (cm)	31	31	31	31	31
Greutate maximă admisă (kg)	130	130	130	140	140
Greutate (kg)	18.4	18.5	18.8	19.5	19.8



DIETZ
REHA-PRODUKTE

Fotoliu rulant Breezy 250

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Cadru din oțel	Rezistență crescută	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare.
Confecționat din material textil	Elimină posibilitatea transpirației în fotoliu	
Frâne pentru staționare	Siguranță crescută	Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Pliabil	Ușor de depozitat, utilizat și transportat	
Roți detașabile		
Anvelope cameră pneumatică	Atenuază vibrațiile date de mișcare	
Spițe din plastic ABS sau metalice	Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	
Suporți de mâini rabatabili		
Suporți de picioare detașabili, reglabili, rabatabili		
Suporți de tălpi rabatabili		



Fotoliu rulant Breezy 250

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Lungime totală cu suportul pentru picioare	(roți de 12" și spătar standard) = 960 mm	(roți de 24" și spătar rabatabil) = 111 mm
Lățime totală	(Roată 12") = 530 mm	(Roată 24") = 660 mm
Lungime fotoliu rulant pliat	(roți de 12" și spătar standard) = 960 mm	(roți de 24" și spătar rabatabil) = 111 mm
Lățime fotoliu rulant pliat	(Roată 12") = 265 mm	(Roată 24") = 310 mm
Înălțime fotoliu rulant pliat	(spătar standard) = 930 mm	(spătar rabatabil) = 1280 mm
Greutate totală	14,6 kg	19,5 kg
Adâncimea efectivă a scaunului	410 mm	410 mm
Lățimea efectivă a scaunului	370 mm	520 mm
Unghiul scaunului	3SDgr	3SDgr
Înălțimea scaunului (margine anterioară, basculare de 3°)	505 mm	505 mm
Unghiul spătarului	8SDgr	8SDgr
Înălțimea spătarului	444 mm	820 mm
Dimensiuni	40, 43, 46, 49, 52	
Greutate maximă admisă	110 kg	



Fotoliu rulant Light FS 908 LJ

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Cadru din aluminiu	Foarte ușor, Light, rezistent, ușor de mânuit	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată dedeplasare.
Pliabil	Ușor de depozitat, utilizat și transportat	
Frâne pentru însoțitor	Siguranță crescută, practic	Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Cotiere rabatabile	Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	
Suporți picioare rabatabili, detașabili, reglabili		
Suporți de tălpi rabatabili		
Roți spate cu cauciucuri pneumatice	Atenuează vibrațiile date de mișcare	
Greutate maximă admisă 100 kg	Rezistent	



Fotoliu rulant Light FS 908 LJ

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Producător	Foshan
Acționare:	Manuală
Dimensiune (cm):	38 / 41 / 43 / 46 / 48
Cadru:	Aluminiu dublat
Diametru roți față:	15 cm
Diametru roți spate:	58cm
Culoare:	Gri
Greutate maximă susținută:	100 kg
Greutate produs:	3.6 kg 15.9 kg (în funcție de mărime)
Înălțime totală:	89 cm



Fotoliu rulant Dietz FINT, de interior, cu oliță

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Prevăzut cu vas de toaletă detașabil	Ușor de poziționat deasupra oricărui alt vas de toaletă, golire ușoară a vasului WC detașabil	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare. Destinat utilizării în casă, spitale sau centre de reabilitare, pe suprafețe fără denivelări
Cadru din oțel	Rezistent	
Cotiere tapitate, rabatabile	Confortabil, adaptabil preferințelor și caracteristicilor personale.	
Suport de tălpi ratabil	Adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	
Suport de picioare detașabil		
Șezut tapitat	Confortabil	
Prevăzut cu 4 roți mici, dintre care 2 cu sistem de blocare	Practic și sigur	



DIETZ
REHA-PRODUKTE

Fotoliu rulant Dietz FINT, de interior, cu oliță

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Culoare	Crom
Lățime șezut (cm)	45 (mărime unică)
Adâncime șezut (cm)	42
Înălțime șezut (cm)	50
Înălțime suport brațe (cm)	26
Lățime totală (cm)	56
Înălțime totală (cm)	83
Lungime totală (cm)	96
Greutate maximă admisă (kg)	120
Greutate (kg)	14.2



 **DIETZ**[®]
REHA-PRODUKTE

Fotoliu rulant cu oliță FS681

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Prevăzut cu oliță din plastic și capac	Dublă funcționalitate (fotoliu rulant și toaletă)	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare. Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Cadru din oțel cromat	Rezistent	
Pliabil	Ușor de depozitat, utilizat și transportat	
Confecționat din vinilin	Ușor de curățat și întreținut	
Roți pline, prevăzute cu frână pe roțile spate	Siguranță	
Cotieră comodă, detașabilă	Confort, adaptabil caracteristicilor/preferințelor personale	
Suport de tălpi detașabil, rabatabil, cu pedală și sprijin picioare tip bandă		
Capac detașabil	Practic	



Fotoliu rulant cu oliță FS681

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Producător	Foshan
Acționare:	Manuală
Dimensiune șezut (cm):	45 (mărime unică)
Cadru:	Oțel cromat
Diametru roți față:	15 cm
Diametru roți spate:	58cm
Culoare:	Gri
Greutate maximă susținută:	100 kg
Greutate produs:	19.6 kg
Înălțime totală:	93 cm
Lățime totală:	60 cm



Fotoliu rulant cu oliță FS609LU

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Prevăzut cu vas de toaletă detașabil, cu capac	Practic	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare. Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Roți spate din cauciuc pneumatic, prevăzute cu frână	Atenuază vibrațiile date de mișcare, sporește siguranța	
Roți de față pline, cu diametrul de 15 cm	Practic	
Cotiere detașabile	Practic, adaptabil caracteristicilor/preferințelor personale	
Spătar rabatabil prin sistem cremalieră	Confort	
Suport picioare fix reglabil, cu pedală și sprijin gambe		
Prevăzut cu tetieră		
Prevăzut cu frână pe manerele pentru însoțitor	Practic, sigur	





Fotoliu rulant cu oliță FS609LU

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Producător	Foshan
Acționare:	Manuală
Dimensiune șezut (cm):	46 (mărime unică)
Cadru:	Oțel
Diametru roți față:	20 cm
Diametru roți spate:	61 cm
Culoare:	Negru
Greutate maximă susținută:	100 kg
Greutate produs:	21.5 kg
Înălțime totală:	128 cm
Lățime totală:	64 cm



Fotoliu rulant FS954

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Caracteristici	Beneficii	Indicații
Cadru din oțel vopsit	Rezistent	Recomandat persoanelor cu posibilitate limitată de deplasare.
Confecționat din pânză rezistentă	Elimină posibilitatea transpirației	
Roți din cauciun plin	Elimină posibilitatea de pană	
Suport de picioare reglabil și detașabil, cu sprijin pentru gambe	Confort, adaptabil preferințelor/caracteristicilor personale	Destinat utilizării îndelungate atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței.
Cotieră detașabilă		
Spătar rabatabil -sistem cremalieră, până la 175 de grade		
Sistem de frânare atașat la nivelul mânerului pentru însoțitor și la nivelul roții pentru pacient	Practic, sigur	
Suport sprijin de cap inclus	Confort	





Fotoliu rulant FS954

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Producător	Foshan
Dimensiune șezut (cm):	46 (mărime unică)
Cadru:	Oțel vopsit
Diametru roți față:	20 cm
Diametru roți spate:	58 cm
Culoare:	Verde
Greutate maximă susținută:	100 kg
Greutate produs:	23.9 kg
Înălțime totală:	119 cm
Lățime totală:	65 cm



Fotolii personalizabile Progeo

Gamă variată pe www.medicalexpress.ro

Fotolii rulante cu antrenare manuală

Avantaje și beneficii:

- Forme armonioase, design evoluat
- Nivel ridicat de rezistență, precizie, siguranță și funcționalitate
- Manevrabilitate mare
- Greutate redusă și ușurință în utilizare
- Dimensiuni reduse la pliere
- Permite adaugarea de accesorii și personalizarea în funcție de necesități și stil de viață
- Gamă foarte mare de accesorii

Indicații

- Recomandat persoanelor cu dizabilități locomotorii, care au o viață activă
- Dedicat utilizatorilor experimentați
- Poate fi folosit atât în interiorul, cât și în exteriorul locuinței

**Produsele personalizabile pot fi aduse la comandă
în timp de 30-60 zile**



Pernă electrică Dietz pentru fotoliul rulant

Accesorii fotolii rulante

Cod	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate
PF 140016	37 cm	27 cm	1.5 cm	0.5 kg

Caracteristici:

- trei nivele de temperatură
- ecran luminos
- autonomie: 2 ore
- sistem de închidere automată a alimentării electrice, după 3 ore (daca e conectata la 12 V)
- prevăzută cu centuri de prindere
- geantă de depozitare

Beneficii:

- Potrivită oricărui tip de fotoliu rulant
- Poate fi utilizată în mașină, pentru încălzirea scaunului (permite încărcarea la bricheta mașinii)
- Ușor de curățat
- Rezistentă la apă
- Permite reglarea la nivelul de temperatură dorit
- Rezistență îndelungată și fiabilitate

Indicații

- Recomandată pentru sporirea confortului și încălzirea suprafețelor de ședere



DIETZ
REHA-PRODUKTE

Pernă antiescară

Accesorii fotolii rulante

Cod	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate
AD 400	42 cm	42 cm	42 cm	0.5 kg

Caracteristici:


- spumă vâscoelastică cu înveliș din poliuretan bioelastic
- impermeabilă, ignifugă, tratată împotriva acarienilor
- permite respirația tegumentului

Beneficii:

- Previne escarele de decubit
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit

Indicații

- Se recomandă utilizarea pernei de către persoanele care utilizează fotoliu rulant temporar sau permanent.



 VETTEL

Suport cap tetraplegici, cu memorie FS 528B

Accesorii fotolii rulante



 **DIETZ**[®]
REHA-PRODUKTE

Protecție absorbantă pentru scaun/fotoliu rulant AD251

Accesorii fotolii rulante

Mărime unică

- Produs absorbant, alcătuit din poliester și suport PVC.
- Prevăzut cu centuri de susținere.

Indicații

- Protejează scaunul/fotoliul rulant, adresat persoanelor cu mobilitate scăzută sau cu incontinență moderată sau severă.
- Oferă confort prin capacitatea de absorbție, senzația de uscat și igienă, fiind un produs simplu de utilizat.
- Reduce uzarea rapidă a scaunului/fotoliului rulant



VETTEL

Centură de susținere trunchi cu suport perineal

Accesorii fotolii rulante

Cod	Mărimi
AD 14	0 - 1

Caracteristici

- centură abdominală pentru stabilizarea trunchiului, din material laminat
- suport perineal
- prevăzută cu sistem de reglare în funcție de necesități
- sistem de închidere prin agrafă sau magnetic

Beneficii

- Asigură o stabilitate ridicată a trunchiului
- Evită dezechilibrarea în timpul deplasării
- Împiedică alunecarea din fotoliul rulant
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit

Indicații

- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține singure echilibrul în fotoliul rulant.



VETTEL

Centură de susținere trunchi

Accesorii fotolii rulante

Cod	Mărimi
AD 13	0 - 1

Caracteristici

- centură abdominală pentru stabilizarea trunchiului, din material laminat
- prevăzută cu sistem de reglare în funcție de necesități

Beneficii

- Asigură o stabilitate ridicată a trunchiului
- Evită dezechilibrarea în timpul deplasării
- Împiedică alunecarea din fotoliul rulant
- Ușor și rapid de folosit
- Asigură un confort sporit



 VETTEL

Centură de susținere pelviană

Accesorii fotolii rulante

Cod	Mărimi
ADX 20	0

Caracteristici

- confectionată din neopren rezistent
- prevăzută cu cataramă de plastic pentru ajustare în funcție de necesități

Beneficii

- Asigură o poziționare corectă
- Permite o ajustare optimă datorită sistemului de reglare
- Sporește nivelul de siguranță

Indicații

- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține singure echilibrul în fotoliul rulant



VETTEL

Centură de susținere toracică

Accesorii fotolii rulante

Cod	Mărimi
ADX 22	0

Caracteristici

- confecționată din neopren rezistent
- prevăzută cu sistem de reglare în funcție de necesități

Beneficii

- Asigură o poziționare corectă a trunchiului
- Montare ușoară și reglare rapidă
- Asigură un suport dinamic în cazul mișcărilor spastice
- Crește nivelul de siguranță

Indicații

- Se recomandă utilizarea centurii în cazul persoanelor care nu-și pot menține singure echilibrul în fotoliul rulant
- Se recomandă utilizarea împreună cu centura de susținere pelviană ADX 20



VETTEL

Centură siguranță fotoliu rulant F402101

Accesorii fotolii rulante



Bastoane

Gamă variată pe www.medicalexpress.ro

Dispozitive ajutătoare de mers

Baston metalic 3 picioare

Înălțime: 74-97 cm

Greutate: 760 g

Cod FS936



Baston metalic 4 picioare

Înălțime: 65-88 cm

Greutate: 780 g

Cod FS934



Bastoane

Gamă variată pe www.medicalexpress.ro

Dispozitive ajutătoare de mers

Baston de aluminiu reglabil

Înălțime: 75-98 cm

Greutate: 330 g

Cod FS 9280 L



Baston de aluminiu, reglabil, pliabil

Înălțime: 80-90 cm

Greutate: 370 g

Cod FS 927 L



Baston de aluminiu, reglabil

Înălțime: 67-90 cm

Greutate: 340 g

Cod FS 939 L



Cârje cu sprijin

Gamă variată pe www.medicalexpress.ro

Dispozitive ajutătoare de mers

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 937L



Cârjă cu sprijin subaxilar

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 925 L



Cadre pliabile, pășitoare

Gamă variată pe www.medicaexpress.ro

Dispozitive ajutătoare de mers

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 913 L



Accesorii

Tampon cauciuc baston: VENFS939

Tampon cauciuc cadru mers: VENFY919

Tampon cauciuc baston: VENFY925

Crampon gheață: VENFS581

Cârjă cu sprijin pe antebraț

Înălțime: -

Greutate: -

Cod FS 919 L



Înălțător vas WC

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate
TSE111	40 cm	37 cm	10 cm	1,4 kg

Caracteristici

- scaun cu formă anatomică
- confecționat din plastic ABS de înaltă calitate
- nivel de înălțare de 10 cm
- prevăzut cu decupaje față și spate
- greutate maximă suportată: 200 kg

Avantaje și beneficii

- Compatibil cu toate tipurile de vase WC standard
- Instalare rapidă și ușoară, fără a fi nevoie de alte instrumente suplimentare
- Ușor de transportat
- Asigură un nivel ridicat de igienă

Indicații

- Recomandat pentru înălțarea vasului WC



Înălțător vas WC cu cotiere

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Lungime	Lățime	Înălțime	Greutate
TSE119	53,5 cm	49 cm	35,5 cm	4,7 kg

Caracteristici

- scaun cu formă anatomică
- confecționat din plastic ABS de înaltă calitate
- reglabil pe 3 nivele de înălțare: 8, 12, 16 cm
- suport pentru brațe capitonat, rabatabil și detașabil
- prevăzut cu decupaje față și spate
- greutate maximă suportată: 120 kg

Avantaje și beneficii

- Compatibil cu toate tipurile de vase WC standard
- Instalare rapidă și ușoară, fără a fi nevoie de alte instrumente suplimentare
- Ușor de transportat
- Asigură un grad ridicat de igienă

Indicații

- Recomandat pentru înălțarea vasului WC



DIETZ®
REHA-PRODUKTE

Centură pentru imobilizarea gleznei la pat AD66

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici

- Mărime unică
- Compusă din țesătură stratificată care asigură respirația și oferă confort
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig

Indicații

Sistem indicat pentru a limita mișcările gleznei în cazul pacienților care necesită imobilizare.



Centură pentru încheietura mâinii pentru pat AD61

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Caracteristici

- Mărime unică
- Compus din polipropilenă reciclabilă și biodegradabilă și acoperit de un țesut de amortizare pentru a se evita rănirea încheieturii mâinii.
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig.

Indicații

Sistem indicat pentru a limita mișcările mâinilor la pacienții care necesită imobilizare.



Centură abdominală de fixare pentru pat

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Mărime	Circumferință
AD51	M	60-100 cm
	L	100-140 cm

Caracteristici

- Compusă din polipropilenă biodegradabilă și reciclabilă.
- Prindere și reglare ușoară prin cataramă și cârlig.

Indicații

- Creat pentru pacienții care necesită imobilizare
- Oferă o mobilitate relativă
- Dă posibilitatea schimbării posturii și poziției corpului



Scaun de baie reglabil pe înălțime

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Greutate
FS 792	4 kg

Caracteristici

- reglabil pe înălțime: 49-59 cm
- cadru metalic prevăzut cu scaun din material plastic rezistent
- ventuze antialunecare

Beneficii

- Conferă stabilitate și siguranță crescută
- Rezistent, durabil
- Adaptabil nevoilor personale

Indicații

- Recomandat a fi utilizat în timpul efectuării băii pacienților cu dizabilități locomotorii



Scaun de baie

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Greutate
FS 793 S	4.4 kg

Caracteristici

- Cadru metalic rezistent, prevăzut cu scaun din material plastic
- Adaptabil la cada de baie
- Prevăzut cu sistem de pivotare și suport brațe

Beneficii

- Conferă stabilitate și siguranță crescută
- Rezistent, durabil

Indicații

- Recomandat a fi utilizat în timpul efectuării băii pacienților cu dizabilități locomotorii



Scaun cu oliță

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod	Greutate
FS 894L	3.5 kg

Caracteristici

- cadru rezistent din aluminiu
- suport brațe încorporat
- prevăzut cu vas WC și colac capitonat
- reglabil pe înălțime: 45-55 cm
- ventuze antialunecare
- mărime unică (45 cm lățime șezut)

Beneficii

- Conferă stabilitate
- Siguranță crescută
- Rezistent, durabil
- Adaptabil nevoilor personale

Indicații

- Recomandat pacienților cu dizabilități locomotorii



Pat de spital PFS 3230WZ + Saltea FS 535

Produse de îngrijire la domiciliu și accesorii

Cod

FS 894L

Caracteristici

- acționare electrică cu telecomandă, pentru 3 funcții
- sistem de blocare centralizată a roților
- cadru metalic din aluminiu
- balustrade laterale, detașabile, din aluminiu
- tăblii din lemn la cap și picioare
- somieră rabatabilă, acționată electric
- sistem de ridicare verticală cu elevator electric între 45 și 78 cm
- rabatarea somierei se poate face până la 80° la nivelul trunchiului și 40° la picioare
- greutate maximă suportată: 175 kg

Beneficii

- Rezistent, durabil
- Ușor de utilizat
- Confortabil
- Permite mobilizarea ușoară a pacienților

Indicații

- Recomandat a fi utilizat la domiciliu sau în unități medicale sau private



DATE DE CONTACT

SEDIU CENTRAL

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, București

Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133

Fax: 021 410 55 83

Mobil: 0726 334 225

E-mail: office@medicalexpress.ro
Relații clienți: clienti@medicalexpress.ro

Program: L-V: 9.00-17.30

MEDICAL
EXPRESS