

# Evaluarea stomei

Definiți profilul peristomal al pacientului dumneavoastră pentru a identifica dispozitivul adecvat pentru stomă

Nume pacient \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Nume asistent \_\_\_\_\_

1	<b>Profilul stomei</b> Profilul stomei se poate modifica în poziție șezând, culcat sau mișcare.	Regulată	Stoma este situată în afară sau la nivelul abdomenului		
		Spre interior	Stoma este retractată față de nivelul abdomenului		
		Spre exterior	Stoma se află cu mult în afara abdomenului		
<b>Regulată</b> 		<b>Spre interior</b> 		<b>Spre exterior</b> 	
					

2	<b>Forma stomei</b>	Uniformă	Stoma este uniformă pe toată suprafața		
		Variabilă	Stoma are o formă neregulată		
<b>Regulată</b> Uniformă		<b>Spre interior</b> Uniformă		<b>Spre exterior</b> Uniformă	
					
<b>Variabilă</b>		<b>Variabilă</b>		<b>Variabilă</b>	
					

3	<b>Abdomen moale sau ferm</b>	Moale	Abdomenul este moale la presiune în jurul stomei
		Ferm	Abdomenul este ferm la presiune în jurul stomei
<b>Abdomen moale</b>		<b>Abdomen ferm</b>	
			

4	<b>Denivelări superficiale sau pliuri adânci</b>	Superficiale	Zona este denivelată sau încrețită
		Pliuri adânci	Zona are pliuri adânci sau cicatrici
<b>Denivelări superficiale</b>		<b>Pliuri adânci</b>	
			

5	Poziționarea stomei	Deasupra liniei de centură	Stoma este situată în apropierea coastelor
		Pe linia de centură	Stoma este situată la nivelul liniei de centură
		Sub linia de centură	Stoma este situată sub linia de centură

Deasupra liniei de centură



Pe linia de centură



Sub linia de centură



6	Deschiderea stomei	Deasupra tegumentului	Deschiderea stomei este situată deasupra tegumentului
		La nivelul tegumentului	Deschiderea stomei este situată la nivelul tegumentului
		Sub nivelul tegumentului	Deschiderea stomei este situată sub nivelul tegumentului

Deschiderea stomei deasupra nivelului tegumentului



Deschiderea stomei la nivelul tegumentului



Deschiderea stomei sub sub nivelul tegumentului



7	Tip eliminare stomială	Consistență solidă	
		Consistență lichidă	
		Urină	

#### Dispozitiv recomandat

Flanșă adezivă	Sistem de protezare	Tip de evacuare
Plană	Unitar	Cu evacuare
Convex Light	Din două componente	Fără evacuare
Convexă		

#### Dispozitiv recomandat din portofoliul Medical Express:

Cod produs:

---

Categorie dispozitiv:

---

Accesorii de îngrijire recomandate\*

---



---



---