



# INCONTINENȚA URINARĂ LA FEMEI

---

- Benzi transvaginale  
Cea mai avansată metodă de tratare

**MEDICAL**  
EXPRESS

Producatori: THT Bio-Science, Franța

**THT**  
bio-science  
group

## De ce Medical Express?

- Toate produsele se pot achiziționa online pe **[www.medicaexpress.ro](http://www.medicaexpress.ro)**
- Suntem unici importatori în România ai celor mai mari producători internaționali
- Suntem prezenți în fiecare județ din țară!
- Oferim consiliere gratuită printr-o echipă de specialiști
- Venim continuu mai aproape de dumneavoastră, prin deschidere de sedii noi.

**M E D I C A L**  
**EXPRESS**

# GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:



Protezare stomii



Retenție urinară



Incontinență urinară



Plase chirurgicale



Staplere



Dispozitive de îngrijire la domiciliu



Proteze externe de sân




Orteze



Fotolii rulante și dispozitive de mers

# Bandă transvaginală Secured Vaginal Sling

Cod	Descriere	Instrument
SVSe 01030 IO	dispozitiv pentru fixare la nivelul membranei obturatorii	

THT  
bio-science  
C R O U P



## Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- prevăzută cu agrafe de titan pentru fixare
- sistem inovativ
- greutate: 45g/m<sup>2</sup>
- grosime: 0.4 mm
- rezistență la rupere: 24 daN
- elongație la rupere: 51%
- de unică utilizare

## Avantaje și beneficii

- Elasticitate stabilă și controlată
- Abordare minim invazivă
- Adecvată oricărui tip de morfologie
- Ajustare ușoară și sigură a dispozitivului
- Fixare imediată la nivelul membranei obturatorii, eliminând nevoia unei incizii externe
- Risc redus de infecții postoperator
- Eficiență pe termen lung
- Inserție rapidă și sigură


## Indicații

- tratamentul incontinenței urinare de efort

1  
2  
3

# Bandă transvaginală Swing "No Touch"

Cod	Descriere	Dispozitiv de inserție
SB4 10400 E	fără dispozitiv de inserție	
SB4 + 10400 TOE	tuneler unic pentru fixare transobturatorie	
SB4 + 10400 DGE	2 tunelere pentru fixare transobturatorie stânga și dreapta	
SB4 + 10400 SP	tuneler unic pentru fixare suprapubiană	



## Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m<sup>2</sup>
- grosime: 0.4 mm
- rezistență la rupere: 24 daN
- elongație la rupere: 51%
- de unică utilizare
- prevăzută cu fire de fixare

## Avantaje și beneficii

- Elasticitate stabilă și controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserție rapidă și sigură
- Ajustare ușoară
- Fixare imediată la nivelul țesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusă
- Abordare vaginală, fixare pe cale transobturatorie



## Indicații


- Corecția incontinenței urinare de efort

THT  
bio-science  
G R O U P

1  
2  
3

# Bandă transvaginală Cysto-Swing "Tension Free"

Cod	Descriere	Dispozitiv de inserție
CS4 60065 E	2 aripi	
CS4 50065 E	4 aripi	
CS4 + 60065 TOE	2 aripi, tuneler unic pentru fixare transobturatorie	
CS4 + 50065 TOE	4 aripi, tuneler unic pentru fixare transobturatorie	



## Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m<sup>2</sup>
- grosime: 0.4 mm
- rezistență la rupere: 24 daN
- elongație la rupere: 51%
- de unică utilizare
- prevăzută cu fire de fixare
- două modele: cu 2 sau 4 aripi

## Avantaje și beneficii

- Elasticitate stabilă și controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserție rapidă și sigură
- Ajustare ușoară
- Fixare imediată la nivelul țesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusă
- Abordare vaginală, fixare pe cale transobturatorie


## Indicații

- Corecția cistocelului/ prolapsului vaginal

THT  
bio-science  
G R O U P

1  
2  
3

# Bandă transvaginală Recto-Swing "Tension Free"

Cod	Descriere	Dispozitiv de inserție
RS4 40140 E	fără dispozitiv de inserție	
RS4 40140 SPE	tuneler unic pentru fixare transgluteală	



## Caracteristici

- monofilamente de polipropilenă
- greutate: 45g/m2
- grosime: 0.4 mm
- rezistență la rupere: 24 daN
- elongație la rupere: 51%
- de unică utilizare

## Avantaje și beneficii

- Elasticitate stabilă și controlată
- Abordare minim invazivă
- Inserție rapidă și sigură
- Ajustare ușoară
- Fixare imediată la nivelul țesuturilor
- Risc redus de disurie postoperator
- Perioadă de spitalizare redusă
- Eficiență pe termen lung
- Cale de abordare vaginală

## Indicații

- Corecția rectocelului/ prolapsului vaginal

THT  
bio-science  
G R O U P

1  
2  
3

## DATE DE CONTACT

### SEDIU CENTRAL

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, București

**Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133**

**Fax: 021 410 55 83**

**Mobil: 0726 334 225**

E-mail: [office@medicalexpress.ro](mailto:office@medicalexpress.ro)

Relații clienți: [clienti@medicalexpress.ro](mailto:clienti@medicalexpress.ro)

**Program: L-V: 9.00-17.30**

**MEDICAL**  
EXPRESS